



onderhoud lumbostaat (tijk & metaal)

Uw lumbostaat is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en dient bijgevolg op de juiste manier onderhouden te worden



- Draag uw lumbostaat nooit rechtstreeks op uw huid.
Draag steeds een overhemdje. (liefst katoen)
- Was uw lumbostaat regelmatig, doch niet te vaak. Het wassen gebeurt met de hand in lauw-warm water met een niet-agressief wasmiddel. (of speciaal voor elastische stoffen)
- Het verdient de aanbeveling hem jaarlijks te laten nazien.
- De hernieuwingstermijn is afhankelijk van uw leeftijd :
(bij twijfel : raadpleeg de mutualiteit)
 - 0 - 14 jaar : 1 jaar
 - 15 - 21 jaar : 2 jaar
 - + 21 jaar : 4 jaar





onderhoud lumbostaat tijk & metaal / entretien lombostat en coutil & metal



Spronken Orthopedie België

Maatschappelijke zetel België

Transportlaan 9
3600 **Genk**
Tel.: +32 (0)89 - 500 500
Fax : +32 (0)89 - 500 520
Mail: info@spronken.com



Spronken Orthopedie Nederland

Hoofdvesting Nederland

Prins Mauritslaan 96
6191 EH **Beek**
Tel.: +31 (0)46 - 437 27 77
Fax : +31 (0)46 - 437 97 33
Mail: info@spronkenorthopedie.nl

Weg naar As 22
3600 **Genk**
Tel.: +32 (0)89 - 353 181

Statiestraat 33
3290 **Diest**
Tel.: +32 (0)13 - 523 727

18e Oogstwal 20
3700 **Tongeren**
Tel.: +32 (0)12 - 235 949

Vreyshorring 81
3920 **Lommel**
Tel.: +32 (0)11 - 541 145

Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG **Sittard-Geleen**
Tel.: +31 (0)46 - 822 25 06

Hoogstraat 13
6001 ET **Weert**
Tel.: +31 (0)495 - 53 78 18

Oranjelaan 45a
6042 BB **Roermond**
Tel.: +31 (0)475 - 31 78 67

President Kennedylaan 1B
4002 WP **Tiel**
Tel.: +31 (0)344 - 65 35 57
Fax: +31 (0)344 - 65 38 11